

# Dcont® | ROLL

a **beszélő** vércukormérő

ÚJ



IVDR  
tanúsított termék

 /// 77 ELEKTRONIKA

[dcont.hu](https://dcont.hu)

ÚJ



## beszéd funkció

Magyar, angol, német nyelvű szövegfelolvasás.  
Állítható hangerő.




## háttérvilágítás

A háttérvilágításnak köszönhetően sötétben is használható.



## inverz kijelző

Sötét háttérű, kontrasztos kijelző a jobb olvashatóságért



*Magabiztosan, minden életkorban*



Vérfelszívás a csík teljes végén



Vérvételi hely megvilágítás



Csíkkidobó funkció, érintésmentes



Hipoglikémia után ismételt mérésre történő figyelmeztetés



Kezelési célérték szerinti színes LED visszajelzés



Étkezés vagy inzulinadás rögzítése



Nagy memória



Étkezés utáni vércukormérés időpontjának beállítása



ÉHOMI / étkezés előtti / étkezés utáni eredmények jelölésének támogatása mérésre történő figyelmeztetés




USB csatlakozás

A Dcont® ROLL készülék ETALON Teszt tesztcsíkkal használható.



Az ETALON Teszt tesztcsíki áráiról, a felírhatóság feltételeiről kérjük olvassa be a QR kódot vagy látogasson el a [http://www.neak.gov.hu/felso\\_menu/szakmai\\_oldalok/gyogyszer\\_segedeszko\\_gyogyfurdo\\_tamogatasi/egeszseguyi\\_vallalkozasoknak/puphag/Vegleges\\_PUPHAG.html](http://www.neak.gov.hu/felso_menu/szakmai_oldalok/gyogyszer_segedeszko_gyogyfurdo_tamogatasi/egeszseguyi_vallalkozasoknak/puphag/Vegleges_PUPHAG.html) honlapra.

# Dcont® ROLL vércukormérő pontosság vizsgálata (Consensus Error Grid)



— REF  
● Dcont® ROLL  
- - - ISO 15197:2013 +  
- - - ISO 15197:2013 -

Az eredmények 100% -a konszenzusos hibarács (Consensus Error Grid (CEG)) A zónájába esik.

## TECHNIKAI PARAMÉTEREK

MÉRÉSI ELV:	bioszenzor
VÉRMINTE:	0,6 µl kapilláris teljes vér
MÉRÉSI TARTOMÁNY:	0,6 – 33,3 mmol/l
KIJELZÉS:	0,6 mmol/l alatt: Lo 33,3 mmol/l fölött: Hi
MÉRÉSI IDŐ:	4 másodperc
MEMÓRIA MÉRETE:	720 adat
KIJELZŐ:	folyadékkristályos kijelző (LCD)
AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS:	90 másodperc után
NYELVEK:	magyar, angol, német
ELEMEK:	2 darab 3V-os elem (CR2032)
ELEMEK ÉLETTARTAMA:	1000 mérés, vagy egy év
MŰKÖDÉSI HŐMÉRSÉKLET:	4 – 45 °C
TÁROLÁSI HŐMÉRSÉKLET:	-20-(+50) °C
MŰKÖDÉSI ÉS TÁROLÁSI PÁRATARTALOM:	10-90% RH
MÉRET:	100 X 58 X 20 MM
TÖMEG:	~ 71g (elemekkel)
A Dcont® ROLL vércukormérő, az ETALON TESZT Tesztcsík gyógyászati segédeszköz.	

A termék gyógyászati segédeszköz. Lezárás dátuma: 2026.04. 15.

Gyártó és forgalmazó:



**77 ELEKTRONIKA**

1116 Budapest, Fehérvári út 98.  
ZÖLDSZÁM: 06 80 27 77 77, TEL: 06 1 206 1480,  
E-mail: [ugyfelszolgalat@e77.hu](mailto:ugyfelszolgalat@e77.hu);  
[www.dcont.hu](http://www.dcont.hu); [dcont.hu](http://dcont.hu); [e77.hu](http://e77.hu)



A [dcont.hu](http://dcont.hu)  
mobilapplikáció elérhető  
android és iOS eszközökön is.



D75-9301-1